

大手製薬会社
採用実績あり

ラボの業務効率化を支援する

Y's-SmartLab

Y's-SmartLab 3つの特長



計画に基づいた
試験実行・結果の収集を自動化



複数の分析機器の
データを一元管理



セキュリティリスクに対応し
試験データを守る



※ ztC™ Edge は日本ストラタステクノロジー社の製品です。

アイキューブデジタルのLES

Y's-SmartLab とは

Laboratory Execution System(LES) は、実験室・検査室におけるデータ管理を支援するためのソフトウェアシステムです。

Y's-SmartLab は LIMS から送られてくる試験計画をもとに、試験の実行、試験設備の状態監視、試験結果のデータの収集など、試験に関連する様々なタスクを自動化します。これまで手作業で行われてきたデータ入力や試験記録の作成をシステム化することで、検査員の手間を減らしラボの業務効率を改善させるだけでなく、試験データの品質向上と信頼性=データインテグリティの実現に寄与します。



田辺工業（株）の
粉体秤量 / 調製ロボットセルと連携

導入メリット

業務効率アップ

反復作業の自動化により、ラボ業務の効率化と作業時間の短縮に貢献



試験の精度向上

試験作業を自動化することで同じ品質で試験の実行が可能



試験データの管理強化

セキュアな環境で試験データをLIMSに自動連携・データの信頼性=DIに寄与



安心の国内サポート体制

製薬・化学分野での経験が豊富な専門知識を持つ技術者が迅速に対応




標準機能一例

- ユーザー管理機能
- ファイル出力機能
- 試験指図管理機能※
- 設備（PLC）連携機能※ など
- 監査証跡機能
- バックアップ・アーカイブ機能
- 上位システム連携機能※

※お客様の試験環境に応じて個別カスタマイズが発生する場合があります

監査証跡画面



実績編集ログ

編集日:

2024/06/20 15:37:23.919

編集者:

安川 太郎

編集理由:

手作業で再秤量しました

項目	編集前	編集後
粉体秤量値	109.0000	101.0000
液体秤量値	8.9900	8.9900

システム連携イメージ



YASKAWA

株式会社 アイキューブデジタル

CONTACT

<https://www.i3-digital.com>

sales-support@i3-digital.com



本 社

〒802-0003
福岡県北九州市小倉北区米町 2-1-21
AP エルテージ米町ビル 2 階
TEL : 093-522-5050

東京オフィス

〒105-6891
東京都港区海岸 1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー 8 階
TEL : 03-6822-4750